



ADVANTAGES

- Administração precisa da dose
- Desenvolvidas para o conforto do paciente
- Fácil de usar
- Segurança e eficácia
- Ambas as mãos ficam atrás da ponta afiada
- Redução do risco de ferimentos por punção da agulha
- Não reutilizável quando ativada
- Permanece segura durante o descarte
- Redução do volume de descarte


**Economiza
dinheiro e tempo,
e salva vidas**



SERINGAS DE SEGURANÇA
PARA INSULINA U-100

Description	Needle Size	# of Units per Case	# of Boxes per Case	Catalog Number
0.5mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe (half-unit)	30G x 3/16" (5mm)	800	8	15391
0.5mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe (half-unit)	30G x 5/16" (8mm)	800	8	15371
0.5mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe	30G x 3/16" (5mm)	800	8	15291
0.5mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe	30G x 5/16" (8mm)	800	8	15271
0.5mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe	30G x 1/2" (12.7mm)	800	8	15221
1mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe	30G x 3/16" (5mm)	800	8	10291
1mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe	30G x 5/16" (8mm)	800	8	10271
1mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe	29G x 5/16" (8mm)	800	8	10281
1mL VanishPoint U-100 Insulin Syringe	29G x 1/2" (12.7mm)	800	8	10211

Outros produtos de segurança disponíveis



Agulha
EasyPoint®

Conjunto de coleta
de sangue
VanishPoint®

Porta-tubos de
coleta de sangue
com agulha
EasyPoint®

Cateter IV
VanishPoint®

rtisales@retractable.com



RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.®


www.retractable.com

511 Lobo Lane • Little Elm • Texas • 75068-5295 • EUA
Tel.: (972) 294-1770 • Fax: (972) 294-4400 • Ligaç o gratuita: 1-888-703-1010

  2024 Copyright Retractable Technologies, Inc. Todos os direitos reservados. M161 REV. 1PT, JUNHO 2024



**Seguras e
precisas**



RETRACTABLE
TECHNOLOGIES, INC.®



Imagens baseadas
em tamanhos reais

Agulhas mais curtas podem
NÃO reduzir o risco de
ferimentos por punção

PREVENÇÃO DE PUNÇÃO DE AGULHAS

- Seguro e eficaz
- Reduz o risco de ferimentos por punção da agulha
- Ambas as mãos ficam atrás da ponta afiada

**Real
Safety**[™]



Automatizado A ativação
anterior à remoção
reduz eficientemente o
risco de ferimentos
por punção
de agulhas.

O mecanismo de segurança integrado
permite uma visão ideal da escala
da seringa, promovendo facilidade e
precisão na preparação da dose

As seringas de insulina VanishPoint[®]
estão disponíveis com incrementos
de meia unidade para administração
precisa de pequenas doses

As seringas de insulina VanishPoint[®]
estão disponíveis com agulhas de 5
mm, 8 mm e 12,7 mm para garantir o
fornecimento de insulina subcutânea e
maximizar o conforto do paciente